

## Návod k použití endoskopického stapleru AEON™



**PŘED POUŽITÍM PROSTŘEDKU SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.**

Návod k použití je také k dispozici na stránkách [www.lexington-med.com/IFU](http://www.lexington-med.com/IFU)

**POZNÁMKA:** Tento návod k použití je navržen jako pomůcka pro tento produkt – nejedná se o chirurgickou techniku.

**VAROVÁNÍ:** Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává **STERILNÍ** a je určena **VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ.**

**VAROVÁNÍ:** Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává **STERILNÍ** a je určena **VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ.** Opakované použití, zpracování k opakovanému použití nebo resterilizace mohou narušit integritu prostředku a vést k poranění, nemoci nebo úmrtí pacienta.

### POPIS PROSTŘEDKU

Endoskopický stapler AEON™ nasadí dvě trojitě odsazené řady titanových svorek a současně provede transekcii mezi dvěma trojitě odsazenými řadami svorek. Velikost svorek a délka linie závisí od zvolené barevně kódované náplně stapleru (2,0mm/30mm, 2,0mm/45mm, 2,0mm/60mm, 2,5mm/30mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/30mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/30mm, 4,0mm/45mm, 4,0mm/60mm, 5,0mm/45mm a 5,0mm/60mm). Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ je kompatibilní se všemi náplněmi endoskopického stapleru AEON™.

Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ a náplně endoskopického stapleru AEON™ 2,0mm/30mm, 2,0mm/45mm, 2,0mm/60mm, 2,5mm/30mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/30mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/30mm, 4,0mm/45mm a 4,0mm/60mm jsou navrženy k zavedení přes 12mm trokar nebo větší nástroje s použitím konverteru.

Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ je při použití s náplní endoskopického stapleru AEON™ 5,0mm/45mm nebo 5,0mm/60mm nutné zavést přes 15mm trokar.


**POZNÁMKA:** Při použití nástroje s 5,0mm/45mm nebo 5,0mm/60mm náplní je nástroj **NUTNĚ** zavést do 15mm trokaru. Trokar o menší velikosti není kompatibilní s 5,0mm/45mm nebo 5,0mm/60mm náplní.

Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ lze doplnit a aktivovat až 25krát během jednoho


## Endoskopický stapler AEON™

zákroku.

Tento návod k použití se týká následujících produktů:

<b>RUKOJETI ENDOSKOPICKÉHO STAPLERU</b>	<b>KÓD PRODUKTU</b>	<b>DÉLKA DŘÍKU</b>
	AESH060	KRÁTKA (60mm)
	AESH160	STŘEDNÍ (160mm)
	AESH260	DLOUHÁ (260mm)
	AETH060	KRÁTKA (60mm)
	AETH160	STŘEDNÍ (160mm)
	AETH260	DLOUHÁ (260mm)

## Endoskopický stapler AEON™

NÁPLNĚ ENDOSKOPICKÉHO STAPLERU	KÓD PRODUKTU	HROT KOVADLINY	VÝŠKA OTEVŘENÉ SVORKY	DÉLKA LINIE SVOREK	VÝŠKA UZAVŘENÉ SVORKY
	AESR30G	stejnoměrný	2,0mm	30mm	0,75mm
	AESR45G	stejnoměrný	2,0mm	45mm	0,75mm
	AESR60G	stejnoměrný	2,0mm	60mm	0,75mm
	AESR30W	stejnoměrný	2,5mm	30mm	1,0mm
	AESR45W	stejnoměrný	2,5mm	45mm	1,0mm
	AESR60W	stejnoměrný	2,5mm	60mm	1,0mm
	AESR30R	stejnoměrný	3,25mm	30mm	1,5mm
	AESR45R	stejnoměrný	3,25mm	45mm	1,5mm
	AESR60R	stejnoměrný	3,25mm	60mm	1,5mm
	AESR30P	stejnoměrný	4,0mm	30mm	1,8mm
	AESR45P	stejnoměrný	4,0mm	45mm	1,8mm
	AESR60P	stejnoměrný	4,0mm	60mm	1,8mm
	AESR45B	stejnoměrný	5,0mm	45mm	2,2mm
	AESR60B	stejnoměrný	5,0mm	60mm	2,2mm
	ASR30GC	zahnutý	2,0mm	30mm	0,75mm
	AESC45G	zahnutý	2,0mm	45mm	0,75mm
	ASR30WC	zahnutý	2,5mm	30mm	1,0mm
	AESC45W	zahnutý	2,5mm	45mm	1,0mm
	AESC60W	zahnutý	2,5mm	60mm	1,0mm
	ASR30RC	zahnutý	3,25mm	30mm	1,5mm
	AESC45R	zahnutý	3,25mm	45mm	1,5mm
	AESC60R	zahnutý	3,25mm	60mm	1,5mm
	ASR30PC	zahnutý	4,0mm	30mm	1,8mm
	AESC45P	zahnutý	4,0mm	45mm	1,8mm
	AESC60P	zahnutý	4,0mm	60mm	1,8mm
	ASR45BC	zahnutý	5,0mm	45mm	2,2mm
	ASR30GS	krátký	2,0mm	30mm	0,75mm
	ASR30WS	krátký	2,5mm	30mm	1,0mm
	ASR60WS	krátký	2,5mm	60mm	1,0mm
	ASR30RS	krátký	3,25mm	30mm	1,5mm
	ASR60RS	krátký	3,25mm	60mm	1,5mm
	ASR30PS	krátký	4,0mm	30mm	1,8mm
ASR60PS	krátký	4,0mm	60mm	1,8mm	

## INDIKACE

Endoskopický AEON™ stapler lze používat v obecné, břišní, gynekologické, pediatrické a hrudní operativě k resekci, transekcí nebo vytváření anastomóz.

**POZNÁMKA:** Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ je kompatibilní s náplněmi endoskopického stapleru AEON™ 2,0mm/30mm, 2,0mm/45mm, 2,0mm/60mm, 2,5mm/30mm, 2,5mm/45mm, 2,5mm/60mm, 3,25mm/30mm, 3,25mm/45mm, 3,25mm/60mm, 4,0mm/30mm, 4,0mm/45mm, 4,0mm/60mm, 5,0mm/45mm a 5,0mm/60mm.

**POZNÁMKA:** Náplň endoskopického stapleru AEON™ 4,0mm/60mm je kompatibilní s biologicky vstřebatelnou výztuží linie svorek Gore® SeamGuard® model 1BSGTRI60P a vstřebatelnou polyglykolátovou krycí vrstvou Gunze NEOVEIL™ model NV-ET-M60A-2.

**POZNÁMKA:** Náplň endoskopického stapleru AEON™ 5,0mm/60mm je kompatibilní s biologicky vstřebatelnou výztuží linie svorek Gore® SeamGuard® model 1BSGTRI60B a vstřebatelnou polyglykolátovou krycí vrstvou Gunze NEOVEIL™ model NV-ET-M60E-2.

**VAROVÁNÍ:** Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává **STERILNÍ** a je určena **VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ.**

**VAROVÁNÍ:** Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává **STERILNÍ** a je určena **VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE.**

**NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ.** Opakované použití, zpracování k opakovanému použití nebo resterilizace mohou narušit integritu prostředku a vést k poranění, nemoci nebo úmrtí pacienta.

**VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, že se v čelistech stapleru nachází pouze struktury, které chcete protnout a svorkovat. Neúmyslná transekce tkáně může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.

## KONTRAINDIKACE

- 1) Endoskopický stapler AEON™ je kontraindikován k použití na srdci, centrálním oběhovém systému nebo centrálním nervovém systému.
- 2) Nepoužívejte 2,0mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 0,75 mm, ani tkání, které nelze bez problémů komprimovat na tloušťku 0,75 mm.
- 3) Nepoužívejte 2,5 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 1,0 mm, ani tkání, které nelze bez problémů komprimovat na tloušťku 1,0 mm.
- 4) Nepoužívejte 3,25 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 1,5 mm, ani tkání, které nelze bez problémů komprimovat na tloušťku 1,5 mm.
- 5) Nepoužívejte 4,0 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 1,8 mm, ani tkání, které nelze bez problémů komprimovat na tloušťku 1,8 mm.
- 6) Nepoužívejte 5,0 mm svorky endoskopického stapleru AEON™ na aortě, u žádných tkání, které se komprimují na tloušťku méně než 2,2 mm, ani tkání, které nelze bez problémů komprimovat na tloušťku 2,2 mm.
- 7) Endoskopický stapler AEON™ nepoužívejte u žádných tkání, kterých komprese může vést k destrukci (např. játra nebo slezina).
- 8) Nepoužívejte endoskopický stapler AEON™ v situacích, kdy hemostázu nelze po aplikaci vizuálně verifikovat.

## VAROVÁNÍ

- 1) Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ.
- 2) Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ. Před přiložením stapleru zkontrolujte tloušťku tkáně. Příliš hrubá nebo tenká tkáň může způsobit nepřijatelné natvarování svorky.
- 3) Stapler protne a zasvorkuje jakoukoli tkáň, cévu či jinou strukturu mezi čelistmi. Zkontrolujte, že se v čelistech stapleru nachází pouze struktury, které chcete protnout a svorkovat.
- 4) Ujistěte se, že tkáň nepřesahuje tkáňovou zarážku proximálně. Tkáň vtlačená do nástroje proximálně od tkáňové zarážky může být protnutá bez zasvorkování.
- 5) Před uzavřením čelistí a aktivací se ujistěte, že se do čelistí stapleru nedostaly žádné překážky jako např. svorky. Aplikace svorek přes obstrukci může vést k inkompletní transekci a/nebo nesprávnému tvarování svorek.

Ujistěte se, že byla náplň stapleru zcela aplikována. Pokud nebude náplň stapleru zcela aplikována, řez nebude kompletní a/nebo nebudou svorky zcela natvarovány, co může vést k inadequate hemostáze a/nebo netěsnosti. Pokud však během aktivace pocítíte

## Endoskopický stapler AEON™

neobvykle vysoký odpor, zvažte zastavení postupu a vytažení náplně stapleru. Neobvykle vysoký odpor může být důsledkem příliš velké tloušťky tkáně nebo obstrukce mezi čelistmi.


- 6) Po aktivaci stapleru vždy zkontrolujte linii svorek a okolní pole (hemostázu nebo netěsnost). Menší krvácení nebo netěsnost lze vyřešit elektrokoauterem nebo manuálními stehy.
- 7) Endoskopické zákroky používající tento prostředek smí provádět výhradně lékaři s adekvátním zaškolením v endoskopických chirurgických technikách.
- 8) Elektrochirurgické a laserové zákroky spojené s použitím tohoto prostředku smí provádět pouze lékaři s adekvátním zaškolením v těchto technikách. Zkontrolujte kompatibilitu všech nástrojů a příslušenství používaných v tomto zákroku a ověřte, jestli není narušena elektrická izolace či uzemnění.
- 9) Rukojeť endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÝM ZÁKROKŮM. Náplň endoskopického stapleru AEON™ se dodává STERILNÍ a je určena VÝHRADNĚ K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. PO POUŽITÍ ZLIKVIDUJTE. NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. NERESTERILIZUJTE. NEZPRACOVÁVEJTE K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ. Opakované použití, i po resterilizaci, může být spojeno s rizikem kontaminace a vést u pacienta k infekci. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití nebo resterilizace mohou narušit integritu prostředku a vést k poranění, nemoci nebo úmrtí pacienta.

### **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**


- 1) Předoperační radioterapie může vést ke změnám tloušťky nebo složení tkáně. Při výběru velikosti svorek je nutné zvážit případné zákroky/ošetření před operací.
- 2) Žádné tkáně přesahující linii řezu nebudou protnuty. Tkáň ležící proximálně od zarážky tkáně na náplni stapleru může způsobit poruchu stapleru.
- 3) Před použitím stapleru u velkých cév zkontrolujte, že byla zajištěna proximální a distální kontrola.
- 4) Při použití výztuže vždy započtete při výběru správné náplně stapleru kombinovanou tloušťku tkáně i materiálu výztuže.
- 5) Nepřekračujte limit 25 aplikací pro jednu rukojeť stapleru během jednoho zákroku. Překročení limitu aplikací rukojeti stapleru může vést k poruše prostředku.
- 6) Nepoužívejte stapler na ischemické či nekrotické tkáni.

# Endoskopický stapler AEON™

## SCHÉMA RUKOJETI STAPLERU:



## SCHÉMA NÁPLNĚ STAPLERU:



## POKYNY PRO PLNĚNÍ

**VAROVÁNÍ:** Zvolte náplň stapleru s velikostí svorek vhodnou pro tloušťku tkáně. Příliš hrubá nebo tenká tkáň může způsobit nepříjemné natvarování svorky. Při použití výztuže vždy započítejte při výběru správné náplně stapleru kombinovanou tloušťku tkáně i materiálu výztuže.

**POZNÁMKA:** Nepokoušejte se odstranit žlutý/oranžový přepravní klín z náplně stapleru, dokud nebude náplň stapleru vložena do rukojeti stapleru. Odstranění přepravního klínu z náplně stapleru před vložením náplně stapleru do rukojeti stapleru může vést k poruše prostředku.

**POZNÁMKA:** Před použitím odstraňte případnou ochrannou přepravní krytku z konce rukojeti stapleru.

- 1) Náplň stapleru je balena v otevřené pozici – nepokoušejte se zavírat čelisti náplně stapleru.
- 2) Odstraňte případnou ochrannou přepravní krytku z distálního konce rukojeti stapleru.
- 3) Ujistěte se, že návratové tažné prvky na prostředku jsou plně zatažené do proximální pozice a že je artikulační rukojeť vystředěna na prostředku.
- 4) Při vkládání náplně stapleru nejdříve zarovnejte plnicí šipku na distálním konci rukojeti stapleru s plnicí šipkou na proximálním konci náplně stapleru.
- 5) Po zarovnání plnicích šipek vložte náplň stapleru po kolíku přes distální konec rukojeti stapleru.
- 6) Otočením náplně stapleru ve směru hodinových ručiček přibližně o 45° ji zajistěte na místě.

**POZNÁMKA:** Před zavřením čelistí náplně stapleru odstraňte žlutý/oranžový přepravní klín.

- 7) Před kontrolou správného vložení a zavedení prostředku do trokaru odstraňte žlutý/oranžový přepravní klín z náplně stapleru.
- 8) Zkontrolujte správné naplnění stisknutím spouště na rukojeti stapleru až na doraz, čímž se zavřou čelisti. Zatáhněte návratové tažné prvky a zkontrolujte, že se čelisti stapleru plně otevřely.

## POKYNY K VYPRAZDNĚNÍ

- 1) Pokud chcete vytáhnout náplň stapleru z rukojeti stapleru, je nutné návratové tažné prvky na rukojeti stapleru zcela zatáhnout do proximální pozice a kloubová rukojeť musí být vycentrována na prostředku.
- 2) Náplň stapleru vytáhnete aktivací vyprazdňovacího tlačítka na distálním konci rukojeti stapleru (posuňte jej proximálně).
- 3) Držte vyprazdňovací tlačítko v proximální pozici, otočte náplň stapleru přibližně o 45° a tahem distálně ji odpojte od rukojeti stapleru.
- 4) Uvolněte vyprazdňovací tlačítko.

## POKYNY K POUŽITÍ

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, že jsou čelisti stapleru uzavřeny, než zavedete stapler do trokaru.

- 1) Stiskněte spoušť rukojeti stapleru až na doraz a zavřete tak čelisti před vložením do



trokaru.

- 2) Zaveďte stapler do trokaru o odpovídající velikosti a otevřete čelisti stapleru potažením návratových tažných prvků na doraz do proximální polohy.

**POZNÁMKA:** Za distálním koncem trokaru musí být vidět celou kovadlinku stapleru, než otevřete čelisti náplně v tělní dutině.

**POZNÁMKA:** Nestláčejte spoušť rukojeti stapleru za současného vytahování zpětných tažných prvků.

Dřík rukojeti endoskopického stapleru AEON™ lze otáčet o 360° v kterémkoli směru a umožňuje otočit čelisti náplně stapleru do přednastavených pozic přibližně 22° a 45° v kterémkoli směru doleva nebo doprava pomocí kloubové rukojeti.

- 3) Nasadte čelisti náplně stapleru na tkáň, kde chcete provést transekcii. Prostředek neprotne tkáň za linií řezu označenou na obou stranách čelistí. U tkání překračujících délku linie svorek (30 mm, 45 mm nebo 60 mm) může být nutná aplikace více než jedné náplně stapleru. U náplní stapleru se zahnutou špičkou aplikujte svorky pouze na struktury, které nepřesahují linii řezu.
- 4) Zavřete čelisti prostředku přes tkáň, kde chcete provést transekcii, aktivací spouště rukojeti stapleru až na doraz. Polohu čelistí lze v případě potřeby upravit potažením návratových tažných prvků proximálně: čelisti se otevřou, budete moci provést úpravu a opětovným stisknutím spouště čelisti zavřete.

**VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, že se v čelistech stapleru nachází pouze struktury, které chcete protnout a svorkovat. Neúmyslná transekce tkáně může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.

**VAROVÁNÍ:** Před aplikací se ujistěte, že se do čelistí stapleru nedostaly žádné překážky jako např. svorky. Aplikace svorek přes obstrukci může vést k inkompletní transekcii a/nebo nesprávnému tvarování svorek.

**VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že tkáň nepřesahuje tkáňovou zarážku proximálně. Tkáň vtlačena do nástroje proximálně od tkáňové zarážky může být protnuta bez zasvorkování.

**UPOZORNĚNÍ:** Žádné tkáně přesahující linii řezu nebudou protnuty. Tkáň ležící proximálně od zarážky tkáně (na náplni) může způsobit poruchu stapleru.

- 5) Po uzavření čelistí přes tkáň, kde chcete provést transekcii, je nutné aktivovat bezpečnostní tlačítko stisknutím z kterékoli strany rukojeti stapleru před aplikací. Před aktivací počkejte, dokud se tkáň adekvátně nestlačí (čekání přibližně 15 sekund po upnutí může vést k lepšímu stlačení a vytvoření sešíváčka).
- 6) Po aktivaci bezpečnostního tlačítka se prostředek aktivuje potažením za spoušť: zahájí se transekce tkáně za současného tvarování svorek. Opakovaně stláčejte spoušť, dokud kryt svorek náplně stapleru nedosáhne distálního konce čelistí a rukojeť stapleru se neuzamkne. Přestaňte mačkat spoušť, když je dosaženo distálního konce náplně stapleru a spoušť se zablokuje. Počet opakovaných stisknutí závisí od délky linie svorek náplně stapleru (30 mm, 45 mm nebo 60 mm).

**Při použití rukojeti stapleru s přepínačem „Jednoduchý/hrubý režim“:**

- Přepínač „Jednoduchý/hrubý režim“ na straně rukojeti stapleru umožňuje uživateli měnit těžiště spouště rukojeti, což umožňuje aktivovat prostředek menší silou.
- Přepínač „Jednoduchý/hrubý režim“ lze aktivovat po zachycení prostředku nebo v jakékoli pozici aktivačního stisknutí náplně.
- Pokud prostředek uvolníte a upravíte jeho polohu, přepínač se vrátí do „Normálního/standardního režimu“ a je nutné jej znovu aktivovat.
- Přepínač se automaticky vrátí do „Normálního/standardního režimu“ po zatažení návratových tažných prvků.
- **POZNÁMKA:** Pokud se přepínač automaticky po zatažení neresetuje, přestaňte rukojeť používat, hrozí porucha prostředku.
- **POZNÁMKA:** Nesnažte se přepnout z „Jednoduchého/hrubého režimu“ do „Normálního/standardního režimu“ během aktivace prostředku, hrozí jeho porucha.

**VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že byla náplň stapleru zcela aplikována. Pokud nebude náplň stapleru zcela aplikována, řez nebude kompletní a/nebo nebudou svorky zcela natvarovány, což může vést k inadekvátní hemostáze a/nebo netěsnosti.

**POZNÁMKA:** Bezpečnostní blokování brání dvojnásobné aktivaci prázdné náplně stapleru. Nepokoušejte se potlačit bezpečnostní blokování, takový postup povede k poruše prostředku.

- 7) Po plné aktivaci prostředku otevřete čelisti úplným vytažením návratových tažných prvků zpět do proximální polohy. Jemně vytáhněte prostředek z tkáně a zkontrolujte hemostázu v linii svorek.
- 8) Po vytažení prostředku z tkáně zavřete čelisti stapleru jednorázovým stisknutím spouště až na doraz a přede vytažením prostředku z tělní dutiny vycentrujte kloubní rukojeť.
- 9) Vytáhněte prostředek z tělní dutiny a vyberte náplň stapleru.
- 10) Zlikvidujte použité nástroje v souladu s požadavky na likvidaci zdravotního a biologického odpadu pro koncové uživatele.

**POZNÁMKA:** Kloubní rukojeť musí být před vytažením stapleru z trokaru vycentrovaná.

**VAROVÁNÍ:** Po aktivaci stapleru vždy zkontrolujte linii svorek a okolní pole (hemostázu nebo netěsnost). Menší krvácení nebo netěsnost lze vyřešit elektrokauterem nebo manuálními stehy.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepřekračujte limit 25 aplikací pro jednu rukojeť stapleru během jednoho zákroku. Překročení limitu aplikací rukojetí stapleru může vést k poruše prostředku.


**UCHOVÁVEJTE PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ. ZABRAŇTE DLOUHODOBÉ EXPOZICI ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM.**

**Pro zákaznický servis a hlášení stížností nebo nežádoucích událostí**

Následující informace použijte pro zákaznický servis, včetně objednávání, hlášení stížností nebo nežádoucích událostí a obecných informací.

Lexington Medical, Inc.  
23 Crosby Drive  
Bedford, MA 01730 USA  
Direct: +1.617.209.9817

# Endoskopický stapler AEON™



UCHOVÁVEJTE PŘI  
POKOJOVÉ TEPLOTĚ



Tento prostředek je určen k prodeji lékařem nebo na objednávku lékaře.



K POUŽITÍ  
POUZE U  
JEDNOHO  
PACIENTA



NERESTERILIZOVAT



NEOBSAHU  
JE LATEX




NEPOUŽÍVEJTE,  
POKUD JE  
BALENÍ  
POŠKOZENO



UDRŽUJ-  
TE V  
SUCHU



PROSTUDUJTE SI  
NÁVOD K POUŽITÍ



Termin przydatności do spożycia



## Výrobce:

Lexington Medical, Inc.  
23 Crosby Drive  
Bedford, MA 01730 USA  
+1.617.209.9817



Advena Ltd.  
Tower Business Center  
2nd Flr., Tower Street  
Swatar, BKR 4013 Malta

©2024 LEXINGTON MEDICAL, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  
Návod k použití, štítek P/N 900298 Rev-X