

## AEON™ Endoskopisk Nito Bruksanvisning



**GJENNOMGÅ FØLGENDE INFORMASJON NØYE FØR DU BRUKER ENHETEN.**

Bruksanvisningen finnes også på [www.lexington-med.com/IFU](http://www.lexington-med.com/IFU)

**MERK:** Disse bruksanvisningene er designet for å hjelpe til med bruk av dette produktet - de er ikke en referanse for kirurgiske teknikker.

**ADVARSEL: AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket leveres STERILT og er beregnet for bruk i EN ENKELT PROSEDYRE KUN. KAST ETTER BRUK. IKKE BRUK PÅ NYTT. IKKE STERILISER PÅ NYTT. IKKE BEHANDLE PÅ NYTT.**

**ADVARSEL: AEON™ Endoskopisk Nito-påfyll leveres STERILT og er beregnet for ENGANGSBRUK KUN. KAST ETTER BRUK. IKKE BRUK PÅ NYTT. IKKE STERILISER PÅ NYTT. IKKE BEHANDLE PÅ NYTT.** Gjenbruk, rebehandling eller resterilisering kan kompromittere enhetens integritet og kan føre til pasientskade, sykdom eller død.

### ENHETSBEKRIVELSE

AEON™ Endoskopisk Nito plasserer to tredoblede, forskutte rader med titanstifter samtidig som den transekerer mellom de to tredoblede, forskutte stifteradene. Størrelsen på stiften og stiftradens lengde er basert på valget av fargekodet Nito-påfyll (2,0 mm/30 mm, 2,0 mm/45 mm, 2,0 mm/60 mm, 2,5 mm/30 mm, 2,5 mm/45 mm, 2,5 mm/60 mm, 3,25 mm/30 mm, 3,25 mm/45 mm, 3,25 mm/60 mm, 4,0 mm/30 mm, 4,0 mm/45 mm, 4,0 mm/60 mm, 5,0 mm/45 mm og 5,0 mm/60 mm). AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket vil akseptere alle AEON™ Endoskopiske Nito-påfyll.

AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket og AEON™ Endoskopiske Nito-påfyll 2,0 mm/30 mm, 2,0 mm/45 mm, 2,0 mm/60 mm, 2,5 mm/30 mm, 2,5 mm/45 mm, 2,5 mm/60 mm, 3,25 mm/30 mm, 3,25 mm/45 mm, 3,25 mm/60 mm, 4,0 mm/30 mm, 4,0 mm/45 mm og 4,0 mm/60 mm er designet for introduksjon gjennom en 12 mm trokar eller større med bruk av en omformer.


AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket, når det brukes med AEON™ Endoskopiske Nito-påfyll 5,0 mm/45 mm og 5,0 mm/60 mm, må settes inn gjennom en 15 mm trokar.

**MERK:** Når du bruker instrumentet med et 5,0 mm/45 mm eller 5,0 mm/60 mm påfyll, MÅ instrumentet settes inn i en 15 mm trokar. En mindre størrelse trokar vil ikke akseptere 5,0 mm/45 mm eller 5,0 mm/60 mm påfyll.


## AEON™ Endoskopisk Nito

AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket kan lastes på nytt og avfyres opptil 25 ganger i en enkelt prosedyre.

Disse bruksanvisningene gjelder for følgende produkter:

ENDOSKOPISE NITO-HÅNDTAK	PRODUKTKODE	SKAFTLENGDE
	AESH060	KORT (60mm)
	AESH160	MIDDELS (160mm)
	AESH260	LANG (260mm)
	AETH060	KORT (60mm)
	AETH160	MIDDELS (160mm)
	AETH260	LANG (260mm)

## AEON™ Endoskopisk Nito

ENDOSKOPISKE NITO-PÅFYLL	PRODUKT KODE	ANKKURIN KÄRKI	ÅPEN STIFTHØYDE	STIFTLINJENS LENGDE	LUKKEDE STIFTHØYDE
	AESR30G	Vanlig	2.0mm	30mm	0.75mm
	AESR45G	Vanlig	2.0mm	45mm	0.75mm
	AESR60G	Vanlig	2.0mm	60mm	0.75mm
	AESR30W	Vanlig	2.5mm	30mm	1.0mm
	AESR45W	Vanlig	2.5mm	45mm	1.0mm
	AESR60W	Vanlig	2.5mm	60mm	1.0mm
	AESR30R	Vanlig	3.25mm	30mm	1.5mm
	AESR45R	Vanlig	3.25mm	45mm	1.5mm
	AESR60R	Vanlig	3.25mm	60mm	1.5mm
	AESR30P	Vanlig	4.0mm	30mm	1.8mm
	AESR45P	Vanlig	4.0mm	45mm	1.8mm
	AESR60P	Vanlig	4.0mm	60mm	1.8mm
	AESR45B	Vanlig	5.0mm	45mm	2.2mm
	AESR60B	Vanlig	5.0mm	60mm	2.2mm
	ASR30GC	Buet	2.0mm	30mm	0.75mm
	AESC45G	Buet	2.0mm	45mm	0.75mm
	ASR30WC	Buet	2.5mm	30mm	1.0mm
	AESC45W	Buet	2.5mm	45mm	1.0mm
	AESC60W	Buet	2.5mm	60mm	1.0mm
	ASR30RC	Buet	3.25mm	30mm	1.5mm
	AESC45R	Buet	3.25mm	45mm	1.5mm
	AESC60R	Buet	3.25mm	60mm	1.5mm
	ASR30PC	Buet	4.0mm	30mm	1.8mm
	AESC45P	Buet	4.0mm	45mm	1.8mm
	AESC60P	Buet	4.0mm	60mm	1.8mm
	ASR45BC	Buet	5.0mm	45mm	2.2mm
	ASR30GS	Kort	2.0mm	30mm	0.75mm
	ASR30WS	Kort	2.5mm	30mm	1.0mm
	ASR60WS	Kort	2.5mm	60mm	1.0mm
	ASR30RS	Kort	3.25mm	30mm	1.5mm
	ASR60RS	Kort	3.25mm	60mm	1.5mm
	ASR30PS	Kort	4.0mm	30mm	1.8mm
	ASR60PS	Kort	4.0mm	60mm	1.8mm

### INDIKASJONER

AEON™ Endoskopisk Nito har anvendelser i generell, abdominal, gynekologisk, pediatrik og thoraxkirurgi for reseksjon, transeksjon og opprettelse av anastomoser.

**MERK:** AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket er kompatibelt med AEON™ Endoskopiske Nito-påfyll 2,0 mm/30 mm, 2,0 mm/45 mm, 2,0 mm/60 mm, 2,5 mm/30 mm, 2,5 mm/45 mm, 2,5 mm/60 mm, 3,25 mm/30 mm, 3,25 mm/45 mm, 3,25 mm/60 mm, 4,0 mm/30 mm, 4,0 mm/45 mm, 4,0 mm/60 mm, 5,0 mm/45 mm og 5,0 mm/60 mm.

## AEON™ Endoskopisk Nito

**MERK:** AEON™ Endoskopisk Nito-påfyll 4,0 mm/60 mm er kompatibelt med Gore® SeamGuard® Bioabsorbable Staple Line Reinforcement modell 1BSGTRI60P og Gunze NEOVEIL™ Absorbable Polyglycolic Acid Felt modell NV-ET-M60A-2.

**MERK:** AEON™ Endoskopisk Nito-påfyll 5,0 mm/60 mm er kompatibelt med Gore® SeamGuard® Bioabsorbable Staple Line Reinforcement modell 1BSGTRI60B og Gunze NEOVEIL™ Absorbable Polyglycolic Acid Felt modell NV-ET-M60E-2.

**ADVARSEL:** AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket leveres **STERILT** og er beregnet for bruk i **EN ENKELT PROSEDYRE KUN. KAST ETTER BRUK. IKKE BRUK PÅ NYTT. IKKE STERILISER PÅ NYTT. IKKE BEHANDLE PÅ NYTT.**

**ADVARSEL:** AEON™ Endoskopisk Nito-påfyll leveres **STERILT** og er beregnet for **ENGANGSBRUK KUN. KAST ETTER BRUK. IKKE BRUK PÅ NYTT. IKKE STERILISER PÅ NYTT. IKKE BEHANDLE PÅ NYTT.** Gjenbruk, rebehandling eller resterilisering kan kompromittere enhetens integritet og kan føre til pasientskade, sykdom eller død.

**ADVARSEL:** Sørg for at bare strukturer som skal kuttes og stiftes, er innenfor stiftemaskinens kjeve. Utsiktet transeksjon av vev kan føre til pasientskade, sykdom eller død.

### KONTRAINDIKASJONER

- 1) AEON™ Endoskopisk Nito er kontraindisert for bruk på hjertet, det sentrale sirkulasjonssystemet eller det sentrale nervesystemet.
- 2) Ikke bruk AEON™ Endoskopisk Nito 2,0 mm stifte på aorta, vev som komprimeres til mindre enn 0,75 mm i tykkelse, eller vev som ikke komfortabelt komprimeres til 0,75 mm.
- 3) Ikke bruk AEON™ Endoskopisk Nito 2,5 mm stifte på aorta, vev som komprimeres til mindre enn 1,0 mm i tykkelse, eller vev som ikke komfortabelt komprimeres til 1,0 mm.
- 4) Ikke bruk AEON™ Endoskopisk Nito 3,25 mm stifte på aorta, vev som komprimeres til mindre enn 1,5 mm i tykkelse, eller vev som ikke komfortabelt komprimeres til 1,5 mm.
- 5) Ikke bruk AEON™ Endoskopisk Nito 4,0 mm stifte på aorta, vev som komprimeres til mindre enn 1,8 mm i tykkelse, eller vev som ikke komfortabelt komprimeres til 1,8 mm.
- 6) Ikke bruk AEON™ Endoskopisk Nito 5,0 mm stifte på aorta, vev som komprimeres til mindre enn 2,2 mm i tykkelse, eller vev som ikke komfortabelt komprimeres til 2,2 mm.
- 7) AEON™ Endoskopisk Nito bør ikke brukes på vev der komprimerbarheten av vevet kan være destruktiv, som leveren eller milten.
- 8) Ikke bruk AEON™ Endoskopisk Nito der hemostase ikke kan bekreftes visuelt etter applikasjon.

### ADVARSLER

- 1) AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket leveres **STERILT** og er beregnet for bruk i **EN ENKELT PROSEDYRE KUN. KAST ETTER BRUK. IKKE BRUK PÅ NYTT. IKKE STERILISER PÅ NYTT. IKKE BEHANDLE PÅ NYTT.**

## AEON™ Endoskopisk Nito

- 2) AEON™ Endoskopisk Nito-påfyll leveres STERILT og er beregnet for ENGANGSBRUK KUN. KAST ETTER BRUK. IKKE BRUK PÅ NYTT. IKKE STERILISER PÅ NYTT. IKKE BEHANDLE PÅ NYTT. Inspiser vevstykkelsen før du bruker stiftmaskinen på vevet. Vev som er for tykt eller tynt kan resultere i uakseptabel stiftdannelse.
- 3) Stiftmaskinen vil kutte og stifte ethvert vev, blodkar eller annen struktur som er inkludert i kjevne. Sørg for at bare strukturer som skal kuttet og stiftes, er innenfor stiftmaskinens kjeve.
- 4) Sørg for at vevet ikke har strukket seg utover vevsstoppet proksimalt. Vev som tvinges inn i instrumentet proksimalt til vevsstoppet, kan bli transektert uten å bli stiftet.
- 5) Sørg for at det ikke er hindringer, som klips, som er inkorporert i stiftmaskinens kjeve før du lukker kjevne og avfyrrer. Å påføre stifter over en hindring kan resultere i ufullstendig transeksjon og/eller feilformet stifter.
- 6) Sørg for at Nito-påfyllet er fullstendig avfyrt. Å ikke fullstendig avfyre Nito-påfyllet vil resultere i et ufullstendig kutt og/eller ufullstendig stiftdannelse, som kan resultere i utilstrekkelig hemostase og/eller lekkasje. Men hvis en uvanlig høy avfyrringskraft oppleves midt i avfiringen, vurder å stoppe avfiringen og trekke tilbake Nito-påfyllet. En uvanlig høy avfyrringskraft kan indikere at vevet er for tykt eller at en hindring er innenfor kjevne.
- 7) Etter avfiring av stiftmaskinen, inspiser alltid stiftmaskinens linje og det omkringliggende stedet for hemostase eller lekkasje. Mindre blødning eller lekkasje kan kontrolleres med elektrokauter eller manuelle suturer.
- 8) Endoskopiske prosedyrer som bruker dette instrumentet, bør bare utføres av leger som har tilstrekkelig opplæring i endoskopiske kirurgiske teknikker.
- 9) Elektrokirurgiske og laserprosedyrer som involverer bruk av dette instrumentet, bør bare utføres av leger som har tilstrekkelig opplæring i disse teknikkene. Verifiser kompatibiliteten til alle instrumenter og tilbehør som brukes i prosedyren for å sikre at elektrisk isolasjon eller jording ikke er kompromittert.
- 10) AEON™ Endoskopisk Nito-håndtaket leveres STERILT og er beregnet for bruk i EN ENKELT PROSEDYRE KUN. AEON™ Endoskopisk Nito-påfyll leveres STERILT og er beregnet for ENGANGSBRUK KUN. KAST ETTER BRUK. IKKE BRUK PÅ NYTT. IKKE STERILISER PÅ NYTT. IKKE BEHANDLE PÅ NYTT. Gjenbruk, selv etter resterilisering, kan skape en risiko for kontaminering og føre til pasientinfeksjon. Gjenbruk, rebehandling eller resterilisering kan kompromittere enhetens integritet og kan føre til pasientskade, sykdom eller død.


### FORHOLDSREGLER

- 1) Preoperativ strålebehandling kan resultere i endringer i vevstykkelse eller sammensetning. Hensyn bør tas til eventuell preoperativ behandling ved valg av stiftestørrelse.
- 2) Vev som strekker seg utover kuttlinjen, vil ikke bli transektert. Plassering av vev proximalt til vevsstoppene på Stifterpåfyllet kan resultere i funksjonsfeil på stiftmaskinen.
- 3) Sørg for at det er gjort tiltak for proksimal og distal kontroll før du bruker stiftmaskinen på store kar.


## AEON™ Endoskopisk Nito

- 4) Hvis forsterkning brukes, må du alltid inkludere den kombinerte tykkelsen av både vevet og forsterkningsmaterialet når du velger riktig Stifterpåfyll.
- 5) Ikke overskrid 25 avfyringer for et enkelt Stifterhåndtak under en enkelt prosedyre. Å overskride grensen for avfyringer på Stifterhåndtaket kan resultere i funksjonsfeil på enheten.
- 6) Ikke bruk stiftemaskinen på iskemisk eller nekrotisk vev.

### STIFTEMASKINHÅNDTAK SKJEMATISK:



### STIFTEMASKINPÅFYLL SKJEMATISK:



## INSTRUKSJONER FOR LADING

**ADVARSEL:** Velg et Stifterpåfyll med passende stiftestørrelse for vevstykkelsen. Overdrevent tykt eller tynt vev kan resultere i uakseptabel stiftdannelse. Hvis forsterkning brukes, må du alltid inkludere den kombinerte tykkelsen av både vevet og forsterkningsmaterialet når du velger riktig Stifterpåfyll.

**MERK:** Forsøk ikke å fjerne den gule/oransje fraktinnstikkpluggen fra Stifterpåfyllet før etter at Stifterpåfyllet er lastet på Stifterhåndtaket. Å fjerne fraktinnstikkpluggen fra Stifterpåfyllet før Stifterpåfyllet er lastet på Stifterhåndtaket, kan forårsake enhetsfeil.

**MERK:** Fjern beskyttelseshetten for frakt fra enden av Stifterhåndtaket før bruk, hvis den er til stede.

- 1) Stifterpåfyllet er pakket i åpen posisjon – forsøk ikke å lukke kjevene på Stifterpåfyllet.
- 2) Fjern beskyttelseshetten for frakt fra den distale enden av Stifterhåndtaket, hvis den er til stede.
- 3) Sørg for at Returhåndtakene på enheten er fullstendig trukket tilbake til den proksimale posisjonen, og at Artikuleringshåndtaket er sentrert på enheten.
- 4) For å laste Stifterpåfyllet, juster først lastepilen på den distale enden av Stifterhåndtaket med lastepilen på den proksimale enden av Stifterpåfyllet.
- 5) Med lastepilene justert, sett Stifterpåfyllet over pinnen som stikker ut fra den distale enden av Stifterhåndtaket.
- 6) Vri Stifterpåfyllet med klokken omtrent 45° for å låse det på plass.

**MERK:** Fjern den gule/oransje fraktinnstikkpluggen før du lukker kjevene på Stifterpåfyllet.

- 7) Fjern den gule/oransje fraktinnstikkpluggen fra Stifterpåfyllet før du bekrefter riktig lastning og setter enheten inn i trokaren.
- 8) For å bekrefte riktig lastning, klem Stifterhåndtakets utløser gjennom et fullt slag én gang for å lukke kjevene. Trekk tilbake Returhåndtakene og bekreft at stiftmaskinens kjeve åpnes fullstendig.

## INSTRUKSJONER FOR AVLADING

- 1) For å avlaste Stifterpåfyllet fra Stifterhåndtaket, må Returhåndtakene på Stifterhåndtaket være fullstendig trukket tilbake til den proksimale posisjonen og Artikuleringshåndtaket må være sentrert på enheten.
- 2) For å avlaste Stifterpåfyllet, aktiver Løsningsknappen på den distale enden av Stifterhåndtaket ved å skyve proksimalt.
- 3) Mens du holder Løsningsknappen i proksimal posisjon, roter Stifterpåfyllet omtrent 45° og trekk distalt til det løsner fra Stifterhåndtaket.
- 4) Slipp Løsningsknappen.

## INSTRUKSJONER FOR BRUK

**MERK:** Sørg for at kjevene på stifterpåfyllet er lukket før du introduserer stiftmaskinen i trokaren.

## AEON™ Endoskopisk Nito

- 1) Klem Stifterhåndtakets utløser gjennom et fullt slag én gang for å lukke kjevne før du setter den inn i Trokaren.
- 2) Sett stiftemaskinen inn i en passende størrelse trokar og åpne stiftemaskinens kjeve ved å trekke Returhåndtakene helt tilbake til proksimal posisjon.

**MERK:** Stiftemaskinens ambolt må være fullstendig synlig forbi den distale enden av trokaren før du åpner kjevne på påfyllet inne i kroppshulen.

**MERK:** Ikke klem Stifterhåndtakets utløser mens du trekker tilbake Returhåndtakene.

AEON™ Endoskopisk Stifterhåndtaks aksel kan rotere 360° i begge retninger og kan artikulere kjevne på Stifterpåfyllet opptil omtrent 45° i hver retning venstre-høyre ved hjelp av Artikuleringshåndtaket.

- 3) Påfør Stifterpåfyllets kjeve på vevet som skal transekteres. Enheten vil ikke kutte vev utover Kuttlinjen indikert på begge sider av kjevne. Mer enn én påføring av Stifterpåfyllet kan være nødvendig for vev som overstiger lengden på stiftekjeden (30 mm, 45 mm eller 60 mm). For Stifterpåfyll med buet tupp, klem kun på strukturer som ikke strekker seg utover Kuttlinjen.
- 4) Lukk kjevne på enheten over vevet som skal transekteres ved å aktivere avtrekkeren for stiftemaskin gjennom et fullt slag. Kjevne kan om nødvendig reposisjoneres ved å trekke tilbake returtrekkene proksimalt for å åpne kjevne, reposisjonere og klemme avtrekkeren for å lukke kjevne.

**ADVARSEL: Sørg for at bare strukturer som skal kuttet og stiftes, er innenfor stiftemaskinens kjeve. Utilsiktet transeksjon av vev kan føre til pasientskade, sykdom eller død.**

**ADVARSEL: Sørg for at det ikke er obstruksjoner, som klips, som er inkorporert i stiftemaskinens kjeve før bruk. Å påføre stifter over en obstruksjon kan resultere i ufullstendig transeksjon og/eller feilformet stifter.**

**ADVARSEL: Sørg for at vevet ikke har strukket seg utover vevsstoppet proksimalt. Vev som tvinges inn i instrumentet proksimalt til vevsstoppet, kan bli transektert uten stifling.**

**FORSIKTIG: Ethvert vev som strekker seg utover kuttelinjen, vil ikke bli transektert. Plassering av vev proksimalt til vevsstoppene (på påfyllingen) kan resultere i at stiftemaskinen fungerer feil.**

- 5) Etter at kjevne er lukket over vevet som skal transekteres, må sikkerhetsknappen aktiveres ved å trykke fra begge sider av håndtaket på stiftemaskinen før avfiring. La vevet komprimere tilstrekkelig før avfiring (vente omtrent 15 sekunder etter klemming kan resultere i bedre komprimering og stiftdannelse).
- 6) Etter at sikkerhetsknappen er aktivert, avfyrer enheten ved å trekke i avtrekkeren for å starte transektering av vevet samtidig som det dannes stifter. Klem avtrekkeren sekvensielt til klemmedekselet for stiftepåfyllingen når den distale enden av kjevne, og



håndtaket på stiftemaskinen låses. Slutt å klemme avtrekkeren når den distale enden av påfyllingen er nådd, og avtrekkeren låses. Antall sekvensielle klemmer avhenger av lengden på stiftepåfyllingens stiftlinje (30 mm, 45 mm eller 60 mm).

**Hvis du bruker stiftemaskinhåndtaket med "Standard/Thick" modusbryter:**

- "Standard/Thick" modusbryteren på siden av stiftemaskinhåndtaket lar brukeren endre vippepunktet for håndtakets avtrekker, noe som gjør at enheten kan avfyres med mindre avtrekkerkraft.
- "Standard/Thick" modusbryteren kan aktiveres etter at sikkerhetsknappen er aktivert eller i hvilken som helst posisjon i avfyringsbevegelsen for påfylling.
- Hvis enheten er avklemt og omposisjonert, vil bryteren tilbakestilles til "Standard" modus og må aktiveres på nytt.
- Bryteren vil automatisk tilbakestilles til "Standard" modus etter at returtrekkene er trukket tilbake.
- **MERK:** Hvis bryteren ikke automatisk tilbakestilles etter tilbaketreking, ikke fortsett å bruke håndtaket da enhetsfeil kan oppstå.
- **MERK:** Ikke forsøk å bytte fra "Thick" modus til "Standard" modus under avfyring av enheten, da dette kan forårsake enhetsfeil.

**ADVARSEL: Forsikre deg om at stiftepåfyllingen er fullstendig avfyrt. Manglende fullstendig avfyring av stiftepåfyllingen vil resultere i et ufullstendig snitt og/eller ufullstendig stiftdannelse, noe som kan føre til utilstrekkelig hemostase og/eller lekkasje.**

**MERK:** En sikkerhetssperre forhindrer at et tomt stiftepåfyll avfyres to ganger. Ikke forsøk å overstyre sikkerhetssperren, da overstyring av sikkerhetssperren vil forårsake enhetsfeil.

- 7) Når enheten er fullstendig avfyrt, åpne kjevne ved å trekke tilbake Returtrekkene helt tilbake til den proksimale posisjonen. Fjern forsiktig enheten fra vevet og inspiser stiftraden for hemostase.
- 8) Etter å ha fjernet enheten fra vevet, lukk stiftekjevne ved å klemme en gang på Avtrekkeren gjennom et komplett slag og sentrer Artikuleringshåndtaket før du fjerner enheten fra kroppshulen.
- 9) Fjern enheten fra kroppshulen og last ut Stifteenhetspatronen.
- 10) Kast brukte instrumenter i samsvar med sluttbrukerens medisinske og biologiske avfallsforskrifter.

## AEON™ Endoskopisk Nito

**MERK:** Sørg for at Artikuleringshåndtaket er sentrert på enheten før du fjerner stiftmaskinen fra trokaren.

**ADVARSEL:** Etter å ha avfyrt stiftmaskinen, inspiser alltid stiftraden og det omkringliggende området for hemostase eller lekkasje. Mindre blødning eller lekkasje kan kontrolleres med elektrokauteri eller manuelle suturer.

**FORSIKTIG:** Ikke overstig 25 avfyringer for et enkelt Stiftehåndtak under en enkelt prosedyre. Å overstige grensen for avfyringer av Stiftehåndtaket kan resultere i enhetsfeil.


**OPPBEVARES VED ROMTEMPERATUR. UNNGÅ LANGVARIG EKSPONERING FOR ELEVATE TEMPERATURER.**

### **For kundeservice og rapportering av klager eller uønskede hendelser**

Bruk følgende informasjon for kundeservice, inkludert bestilling, rapportering av klager eller uønskede hendelser, og generell informasjon.

Lexington Medical, Inc.  
23 Crosby Drive  
Bedford, MA 01730 USA  
Direct: +1.617.209.9817

AEON™ Endoskopisk Nito



Dette apparatet er til salgs av eller på ordre fra en lege.



**SINGLE  
PATIENT  
USE**



**DO NOT  
RESTERILIZE**



**LATEX  
FREE**




**DO NOT USE  
PACKAGE IF  
DAMAGED**



**KEEP  
DRY**



**CONSULT  
INSTRUCTIONS  
FOR USE**



Use by Date



**Produsert av:**

Lexington Medical, Inc.  
23 Crosby Drive  
Bedford, MA 01730 USA  
+1.617.209.9817



Advena Ltd.  
Tower Business Center  
2<sup>nd</sup> Flr., Tower Street  
Swatar, BKR 4013 Malta

©2024 LEXINGTON MEDICAL, INC. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.  
Bruksanvisning Label P/N 900298 Rev-X